

RICERCA DEGLI ANTIGENI FECALI DEL ROTAVIRUS, ADENOVIRUS, NOROVIRUS

RICERCA DEGLI ANTIGENI FECALI DELL'HELICOBACTER PYLORI

RICERCA DELL'ELASTASI FECALE

Materiale per la raccolta: Contenitore con spatola di raccolta e tappo a vite.

Le feci devono essere emesse spontaneamente in
un contenitore pulito

(evitare la commistione con urina,
acqua del water, carta igienica)


Prelevare con la spatola una parte
del campione riempiendo il contenitore
fino a circa la sua metà

In caso di feci semiliquide,
prendere almeno 2 ml del campione

Chiudere bene il contenitore

**ATTENZIONE: UN CONTENITORE DI FECI E'
DEDICATO ALL'ESECUZIONE DI UN SOLO ESAME**

CONTENITORE (riempire per metà)



Conservazione: E' possibile conservare in frigo a 4° C per poche ore il campione fino
alla consegna.