

RICERCA CALPROTECTINA FECALE

1 dispositivo è utilizzabile per un solo esame

Le feci devono essere emesse spontaneamente in un contenitore pulito
(evitare la commistione con urina, acqua del water, carta igienica)

Svitare il tappo dal contenitore estraendo l'astina di prelievo

Non versare il liquido presente nel contenitore
Immergere la parte zigrinata dell'astina più volte in punti diversi delle feci
Non inserire le feci nel dispositivo

Reintrodurre l'astina nel tubo
Avvitare bene e miscelare con il liquido presente nel contenitore

Identificare il contenitore con i dati anagrafici e la data della raccolta

UNICO DISPOSITIVO DA UTILIZZARE



Conservazione: Il contenitore deve essere conservato in frigo a 4° C
(non superare il limite di tre giorni prima della consegna del campione)
Non è necessario attenersi ad alcuna dieta specifica