

RICERCA EMOGLOBINA FECALE (Hb feci)

1 dispositivo è utilizzabile per un solo esame Ricerca emoglobina fecale su 1 campione: 1 dispositivo Ricerca emoglobina fecale su 2 campioni: 2 dispositivi Ricerca emoglobina fecale su 3 campioni: 3 dispositivi La raccolta del campione deve essere eseguita in tre giorni diversi seguendo le istruzioni sotto riportate. I campioni si conservano in frigo a 4° C per 2-3 giorni. Le feci devono essere emesse spontaneamente in un contenitore pulito (evitare la commistione con urina, acqua del water carta igienica) Svitare il tappo dal contenitore estraendo l'astina di prelievo Non versare il liquido presente nel contenitore Immergere la parte zigrinata dell'astina più volte in punti diversi delle feci Non inserire le feci nel dispositivo Reintrodurre l'astina nel tubo Avvitare bene e miscelare con il liquido presente nel contenitore Identificare il contenitore con i dati anagrafici e la data della raccolta.	UNICO DISPOSITIVO DA UTILIZZARE 
---	--

Conservazione: E' possibile conservare in frigo a 4° C

Nota: Non eseguire la raccolta durante il periodo mestruale

Non è necessario attenersi ad alcuna dieta specifica