

SCOTCH TEST

Ricerca di uova di *Enterobius vermicularis* - Ossiuri - test di Graham

Il campione biologico è rappresentato dal materiale perianale

Materiale per la raccolta

- Vetrino portaoggetti con banda sabbiata
- Contenitore con tappo a vite per il trasporto, oppure portavetrino in plastica
- Scotch trasparente

Regola di prelievo

Il prelievo deve essere effettuato al mattino prima che il paziente si lavi

- Utilizzare un pezzo di scotch trasparente lungo quanto il vetrino
- Applicare la parte adesiva contro la regione dell'orifizio anale
- Dopo qualche secondo asportare
- Far aderire lo scotch sul vetrino, ben disteso, evitando bolle d'aria
- Riporre il vetrino nel contenitore con il tappo a vite.

NON RACCOGLIERE FECI

Conservazione

A temperatura ambiente fino alla consegna. Non superare le 12 ore prima di consegnare il materiale al punto prelievi.

Note

Nel caso di forte sospetto clinico, è consigliabile l'effettuazione di tre scotch test in giorni diversi.