

COMITATO ZONALE TORINO ASL CITTA' DI TORINO  
art.18 A.C.N. 31.03.2020  
C.so Corsica, 55 – 10134 Torino  
Tel.011.5665261- Fax 011.5664620  
e-mail: comitato.zonale@aslcittaditorino.it  
posta certificata: comitato.zonale@pec.aslcittaditorino.it  
www.aslcittaditorino.it/strutture/comitato-zonale

**COMITATO ZONALE TORINO**  
**ART. 18 A.C.N. 31.03.2020**

**Allegato n. 1**  
**Pubblicazione di Giugno 2021**  
**Azienda Sanitaria Locale Città di Torino**

**Incarico a Tempo Indeterminato (Art. 20, comma 3, Art. 21, comma 2, A.C.N. 31.03.2020)**

**AREA PROFESSIONALE BIOLOGIA**  
**Turno unico di 38 ore settimanali**

SEDE	INDIRIZZO	Totale ore	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
LABORATORIO FIVET SSD FIVET CITTÀ DI TORINO	Via Silvio Pellico, 19 - Torino	38	08:00 – 15:56	08:00 – 15:56	08:00 – 15:56	08:00 – 15:56	08:00 – 15:56
* NELL'ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE SONO PREVISTI 20 MINUTI DI PAUSA PER OGNI GIORNO LAVORATIVO.							

**CAPACITÀ PROFESSIONALI**

1. Competenze in embriologia e abilità operative in Procreazione Medicalmente Assistita (I° e II° livello).
2. Abilità operative in Tecniche di inseminazione (IUI) e fecondazione in vitro FIVET/ICSI.
3. Competenze nella gestione della criobanca e nel percorso di trasferimento di gameti ed embrioni tra centri. Abilità nelle tecniche di vitrificazione e scongelamento.

**Contesto di lavoro in cui si inserisce l'attività:**

- Laboratorio Centro Fivet ASL Città di Torino

**Note relative al turno di cui devono essere edotti i candidati:**

- Turno non frazionabile.
- Viene richiesto espresso consenso all'effettuazione dei turni di sabato e dei turni di reperibilità previste nel servizio dalle ore 16.00 alle ore 08.00 di ogni giorno lavorativo e dalle 08.00 alle 08.00, sabato e festivi.

***Tipologia attrezzature presenti nella struttura per la diagnostica strumentale anche ai fini di una eventuale prova pratica***

- Utilizzo di strumentazione per l'analisi e la manipolazione dei gameti femminili e maschili in sterilità: cappa biologica biohazard di classe II, microscopi ottici con micromanipolazione, incubatori trigas, camera di conta liquido seminale. Manipolazione azoto liquido e utilizzo di dispositivi per crioconservazione. Utilizzo di terreni di sterilità e colture embrionarie.

Per la partecipazione alle ore vacanti con capacità professionali occorre allegare alla domanda:

- ❖ il curriculum vitae,
- ❖ la scheda riassuntiva particolari capacità professionali;

La mancata presentazione del curriculum e della scheda riassuntiva delle competenze comporterà l'esclusione dalla partecipazione ai turni con capacità professionali..